



CAPPELLINO CON ELASTICO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **21097**EAN / GTIN **6973866557558**Confezione **1**

CAPPELLINO CON ELASTICO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100) - cappellino chirurgico in SMS - dimensioni: 62 x 14,5 cm - leggero, solo 35 g - traspirante e impermeabile

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T0207

EAN / GTIN

6973866557558

CODICE GEF

21097

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697