



Camice Monouso 25g/m2 115x137 Cm - Misura M - Non Sterile

Codice GEF (SKU) 21131

CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g • NON STERILE • Taglia: Medium 115 x 137 cm Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via. Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria. - colletto con due lacci - polsini con elastico - maniche lunghe - lacci in vita Dim. imballo: 52 x 33 x 30 cm Peso lordo: circa 6,8 kg Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo. Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g
- NON STERILE
- Taglia: Medium 115 x 137 cm Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via. Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria. - colletto con due lacci - polsini con elastico - maniche lunghe - lacci in vita Dim. imballo: 52 x 33 x 30 cm Peso lordo: circa 6,8 kg Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo. Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21131



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697