

GEF Medica

Logo Ricamato su Camici e Casacche - 1 Colore

Codice GEF (SKU) 21398

Su camici e casacche in poliestere-cotone è possibile ricamare un logo ad 1 o 2 colori, dimensioni 8-10 cm x 2-3 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Su camici e casacche in poliestere-cotone è possibile ricamare un logo ad 1 o 2 colori, dimensioni 8-10 cm x 2-3 cm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
21398



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697