

# LOGO RICAMATO SU CAMICI e CASACCHE 1 colore



Codice GEF (SKU) **21398**

EAN / GTIN **8023279213980**

Confezione **1**

Su camici e casacche in poliestere-cotone è possibile ricamare un logo ad 1 o 2 colori, dimensioni 8-10 cm x 2-3 cm.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279213980**

CODICE GEF

**21398**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697