



CAMICE BIANCO uomo

Codice GEF (SKU) **21412**

EAN / GTIN **8023279214123**

Confezione **1**

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE • UOMO - Con 4 bottoni • Taglia: (Europa: 42-44) (USA: S) (Francia: 38-40) • 60% cotone / 40% poliestere Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279214123

CODICE GEF

21412



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697