



## CAMICE BIANCO CON AUTOMATICI unisex

Codice GEF (SKU) **21421**

EAN / GTIN **8023279214215**

Confezione **1**

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE • UNISEX - Con bottoni automatici • Taglia: (Europa: 38-40) (USA: XS) (Francia: 36) • 60% cotone / 40% poliestere Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m2

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279214215**

CODICE GEF

**21421**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697