

GEF Medica

Camice con Automatici - Cotone/poliestere - Unisex

Codice GEF (SKU) 21421

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE • UNISEX - Con bottoni automatici • Taglia: (Europa: 38-40) (USA: XS) (Francia: 36) • 60% cotone / 40% poliestere Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE
- UNISEX - Con bottoni automatici
- Taglia: (Europa: 38-40) (USA: XS) (Francia: 36)
- 60% cotone / 40% poliestere Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA / COLORE	EAN	CONFEZIONE
21421	XS / Bianco		
21422	S / Bianco		
21423	M / Bianco		
21424	L / Bianco		
21425	XL / Bianco		
21426	XXL / Bianco		
21427	XXXL / Bianco		

CODICE GEF

21421



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it