



## CASACCA unisex

Codice GEF (SKU) **21431**

EAN / GTIN **8023279214314**

Confezione **1**

CASACCHE - UNISEX - 60% COTONE - 40% POLIESTERE • Taglia: XS • Colore: bianco • UNISEX • Maniche corte • 2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. Stock di 5 colori, altri 22 colori disponibili in 60 giorni. Casacca bianca 200 g/m2, casacca colorata 185 g/m2.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione: 60% cotone - 40% poliestere
- Peso: 200 g/m2 (bianca), 185 g/m2 (colorata)
- Titolo filato: ordito: Ne 20 ± 2 trama: Ne 18 ± 2
- Costruzione: ordito: 40 ± 3 trama: 19 ± 3
- Resistenza alla rottura - ordito: 100 kg ±3%
- Resistenza alla rottura - trama: 39 kg ±3% (bianca) 49 kg ±3% (colorata)
- Velocità di lavaggio: 4
- Trattamenti e finiture: resiste a pieghe
- Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C: 3%

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279214314**

CODICE GEF

**21431**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697