



Guanti Nitrile Nitrylex Classic One By One

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 21811

EAN / GTIN 5906615342298

Confezione 1

Nitrylex® Classic One by One, guanti da visita senza polvere (conf. da 200). Pacco per il dispenser murale Safe Pack codice 21815. Guanti nitrile non sterili Misura: Piccoli (6-7) Colore: blu Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata
- Contenuto polvere: < 2mg/guanto
- Polsino: bordato
- AQL: = 1,0
- DM (Dispositivo Medico): Classe I
- DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
21811	piccoli	5906615342298	1
21812	medi	5906615343295	1
21813	grandi	5906615344292	1
21814	extra large	5906615345299	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIIEAN / GTIN
5906615342298CODICE GEF
21811

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it