



Guanti Nitrile Nitrylex Black

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 21816

EAN / GTIN 5906615132295

Confezione 1

NITRYLEX® BLACK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Finitura opaca. Guanti nitrile non sterili Misura: Piccoli (6-7) Colore: nero

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie esterna: micro + punta dita texturizzata, polimerizzata
- Contenuto polvere: < 2mg/guanto
- Polsino: bordato
- AQL: = 1,0
- DM (Dispositivo Medico): Classe I
- DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
21816	piccoli	5906615132295	1
21817	medi	5906615133292	1
21818	grandi	5906615134299	1
21819	extra large	5906615135296	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIIEAN / GTIN
5906615132295CODICE GEF
21816

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it