



Guanti Lattice Santex Prepolverizzati

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 21851

EAN / GTIN 5906615011798

Confezione 1

SANTEX® Prepolverizzati - ambidestri Misura piccola - non sterili Color crema Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, prepolverizzati. In lattice di gomma naturale. La superficie esterna liscia garantisce una presa sicura durante l'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie esterna: Liscia
- Polsino: bordato
- DM (Dispositivo Medico): Classe I
- DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
21851	piccoli	5906615011798	1
21852	medi	5906615011804	1
21853	grandi	5906615011811	1
21854	extra large	5906615011828	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIIEAN / GTIN
5906615011798CODICE GEF
21851

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697