



Guanti Lattice Dermagel Senza Polvere

Dispositivo medico

Classe III

4 varianti

Codice GEF (SKU) 21856

EAN / GTIN 5906615102328

Confezione 1

DERMAGEL® COATED - ambidestri Misura piccola - non sterili Color crema Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. In lattice di gomma naturale. Facili da indossare anche con le mani bagnate, grazie allo strato polimerico interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Superficie esterna: Texturizzata
- Polsino: bordato
- DM (Dispositivo Medico): Classe I
- DPI (Dispositivo di Protezione Individuale): Categoria III

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
21856	piccoli	5906615102328	1
21857	medi	5906615103325	1
21858	grandi	5906615104322	1
21859	extra large	5906615105329	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIIEAN / GTIN
5906615102328CODICE GEF
21856

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697