



Catetere Nelaton Maschile

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) **22003**EAN / GTIN **8023279220032**Confezione **1**

CATETERI NELATON STERILI IN PVC SENZA FTALATI* Due fori laterali con bordi arrotondati - Monouso - MASCHILE - lunghezza 38 cm *Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati. Catetere Nelaton maschile ch/fr 10 - nero Catetere maschile: 2 fori laterali con bordi arrotondati Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | CALIBRO CH | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 22003 | CH 10 | 8023279220032 | 1 |
| 22004 | CH 12 | 8023279220049 | 1 |
| 22005 | CH 14 | 8023279220056 | 1 |
| 22006 | CH 16 | 8023279220063 | 1 |
| 22007 | CH 18 | 8023279220070 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
U01010502EAN / GTIN
8023279220032CODICE GEF
22003

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697