



Catetere Foley Lattice 2 Vie Ch/fr 12 Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22054

EAN / GTIN 8023279220544

Confezione 1

CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO - ch/fr 12 Cateteri a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|-------------------|---------------|------------|
| 22054 | 5-10 ml - sterile | 8023279220544 | 1 |
| 22064 | 30 ml - sterile | 8023279220643 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

U010201

EAN / GTIN

8023279220544

CODICE GEF

22054



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697