



Catetere Foley Lattice 2 Vie Ch/fr 20 Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **22058**EAN / GTIN **8023279220582**Confezione **1**

CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO - ch/fr 20 Cateteri a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22058	5-10 ml - sterile	8023279220582	1
22068	30 ml - sterile	8023279220681	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

U010201

EAN / GTIN

8023279220582

CODICE GEF

22058

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697