



## Catetere Foley Lattice 2 Vie Ch/fr 22 Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22059

EAN / GTIN 8023279220599

Confezione 1

CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO - ch/fr 22 Cateteri a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22059	5-10 ml - sterile	8023279220599	1
22069	30 ml - sterile	8023279220698	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

U010201

EAN / GTIN

8023279220599

CODICE GEF

22059



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697