




Catetere Foley Lattice 3 Vie Ch/fr 20 Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22078

EAN / GTIN 8023279220780

Confezione 1

CATETERI FOLEY STERILI IN LATTICE 100% RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO - ch/fr 20 Cateteri a 3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

U010299

EAN / GTIN

8023279220780

CODICE GEF

22078



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697