



## Catetere Foley Silicone 2 Vie Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) 22096

EAN / GTIN 8023279220964

Confezione 1

CATETERI FOLEY STERILI IN SILICONE 100% - MONOUSO - SENZA DEHP Cateteri a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola rigida - ch/fr 16 Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
22096	Ch/Fr 16	8023279220964	1
22097	Ch/Fr 18	8023279220971	1
22098	Ch/Fr 20	8023279220988	1
22099	Ch/Fr 22	8023279220995	1
22100	Ch/Fr 24	8023279221008	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

U010201

EAN / GTIN

8023279220964

CODICE GEF

22096



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697