



## Gel Lubrificante Cateteri Sterile

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22104**EAN / GTIN **8698712453737**Confezione **1**

GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25 Gel lubrificanti per cateteri, sterili, solubili in acqua, non irritanti, con effetto anestetico locale grazie al contenuto di Lidocaina 2% e proprietà antisettiche grazie al contenuto di Clorexidina 0,05%. Facilitano l'inserimento di cateteri e altri strumenti medici (cateterizzazione, cistoscopia) nell'uretra e nella vescica. Riducono il rischio di trauma uretrale durante l'inserimento del catetere e la possibilità di infezione, riducendo l'attrito. Senza lattice e ipoallergenici. Lubrificazione efficace e durevole. Possono essere applicati con facilità. Viscosità ideale. Classe III Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8698712453737**

CODICE GEF

**22104**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697