



Siringa a Fisarmonica di Gel Lubrificante per Catetere Lido C con Lidocaina 12 Ml - Sterile

Codice GEF (SKU) 22106

GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C IN SIRINGA A FISARMONICA 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25 Gel lubrificanti per cateteri, sterili, solubili in acqua, non irritanti, con effetto anestetico locale grazie al contenuto di Lidocaina 2% e proprietà antisettiche grazie al contenuto di Clorexidina 0,05%. Facilitano l'inserimento di cateteri e altri strumenti medici (cateterizzazione, cistoscopia) nell'uretra e nella vescica. Riducono il rischio di trauma uretrale durante l'inserimento del catetere e la possibilità di infezione, riducendo l'attrito. Senza lattice e ipoallergenici. Lubrificazione efficace e durevole. Possono essere applicati con facilità. Viscosità ideale. Classe III Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI LIDO C IN SIRINGA A FISARMONICA 12 ml - con Lidocaina - sterile - conf. da 25
- Gel lubrificanti per cateteri, sterili, solubili in acqua, non irritanti, con effetto anestetico locale grazie al contenuto di Lidocaina 2% e proprietà antisettiche grazie al contenuto di Clorexidina 0,05%. Facilitano l'inserimento di cateteri e altri strumenti medici (cateterizzazione, cistoscopia) nell'uretra e nella vescica. Riducono il rischio di trauma uretrale durante l'inserimento del catetere e la possibilità di infezione, riducendo l'attrito. Senza lattice e ipoallergenici. Lubrificazione efficace e durevole. Possono essere applicati con facilità. Viscosità ideale. Classe III
- Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
22106



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697