

GEF Medica

# Catetere Aspirazione Ch/fr 8

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 22112

EAN / GTIN 8023279221121

Confezione 1

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI\* - con adattatore conico \*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati. Catetere d'aspirazione ch/fr 8 - azzurro Lunghezza: 50 cm Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | TAGLIA | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|--------|---------------|------------|
| 22112            | 50 cm  | 8023279221121 | 1          |
| 22122            | 90 cm  | 8023279221220 | 1          |

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
IIaCND  
A06010103EAN / GTIN  
8023279221121CODICE GEF  
22112

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697