



Catetere Aspirazione CH/Fr

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 22116

EAN / GTIN 8023279221169

Confezione 1

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI* - con adattatore conico *Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati. Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione Lunghezza: 50 cm Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
22116	Ch/Fr 16	8023279221169	1
22117	Ch/Fr 18	8023279221176	1
22118	Ch/Fr 20	8023279221183	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A06010103EAN / GTIN
8023279221169CODICE GEF
22116

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697