



Catetere Aspirazione Ch/fr 18

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22117

EAN / GTIN 8023279221176

Confezione 1

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI* - con adattatore conico *Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati. Catetere d'aspirazione ch/fr 18 - rosso Lunghezza: 50 cm Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A06010103

EAN / GTIN

8023279221176

CODICE GEF

22117



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697