



## Catetere Aspirazione Ch/fr 20

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22118

EAN / GTIN 8023279221183

Confezione 1

CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI IN PVC SENZA FTALATI\* - con adattatore conico \*Gli ftalati (DEHP) sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati. Catetere d'aspirazione ch/fr 20 - giallo Lunghezza: 50 cm Tecnologia speciale: il diametro interno non si restringe ai bordi Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**A06010103**EAN / GTIN  
**8023279221183**CODICE GEF  
**22118**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697