



Sonda Rettale Ch/fr

Dispositivo medico

Classe I S

5 varianti

Codice GEF (SKU) 22169

EAN / GTIN 8023279221695

Confezione 1

SONDE RETTALI STERILI IN PVC - lunghezza: 38 cm - con adattatore conico - SENZA DEHP Sonda rettale ch/fr 22 - viola Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, CZ, SK, HU, EE, LT, LV, DK, SE, FI, RO, BG, GR, HR, SI

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
22169	22 - 38 cm - sterile	8023279221695	1
22170	24 - 38 cm - sterile	8023279221701	1
22171	26 - 38 cm - sterile	8023279221718	1
22172	28 - 38 cm - sterile	8023279221725	1
22173	30 - 38 cm - sterile	8023279221732	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

G020301

EAN / GTIN

8023279221695

CODICE GEF

22169



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697