



Sutura Monofilamento Ethicon Ethilon

Dispositivo medico Classe III 14 varianti

Codice GEF (SKU) 22294
 EAN / GTIN 10705031008632
 Confezione 1

ETHILON - suture monofilamento sterili non assorbibili • Codice
 Ethicon: 699H • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: nero • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22294	4/0 ago 13 mm	10705031008632	1
22295	3/0 ago 19 mm FS-2	10705031239555	1
22296	3/0 ago 19 mm	8023279222968	1
22297	4/0 ago 19 mm	8023279222975	1
22298	4/0 ago 16 mm	8023279222982	1
22299	8/0 ago 6,5 mm	8023279222999	1
22300	6/0 ago 16 mm	8023279223002	1
22301	5/0 ago 19 mm	8023279223019	1
22302	4/0 ago 19 mm (22302)	8023279223026	1
22303	3/0 ago 24 mm	8023279223033	1
22305	5/0 ago 19 mm (22305)	8023279223057	1
22306	5/0 ago 13 mm	30705031089857	1
22307	5/0 ago 13 mm (22307)	8023279223071	1
22308	3/0 ago 24 mm (22308)	8023279223088	1

CLASSE DM

III

CND

H010201010101

EAN / GTIN

10705031008632

CODICE GEF

22294



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it