



Sutura Seta Ethicon Perma-hand Intrecciata

Dispositivo medico

Classe III

9 varianti

Codice GEF (SKU) **22309**EAN / GTIN **10705031044562**Confezione **1**

PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili •
Codice Ethicon: K871H • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: nero •
Forma: 1/2

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22309	4/0 ago 17 mm RB-1 - intrecciata	10705031044562	1
22310	4/0 ago 17 mm J-1 - intrecciata	30705031088508	1
22311	3/0 ago 22 mm - intrecciata	30705031007066	1
22312	2/0 ago 22 mm - intrecciata	30705031009435	1
22314	4/0 ago 13 mm - intrecciata	8023279223149	1
22315	3/0 ago 22 mm - intrecciata (22315)	30705031088560	1
22316	4/0 ago 19 mm - intrecciata	30705031095254	1
22318	4/0 ago 19 mm - intrecciata (22318)	30705031090037	1
22319	3/0 ago 24 mm - intrecciata	30705031090051	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010202020301

EAN / GTIN
10705031044562

CODICE GEF
22309



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697