



Sutura Seta Ethicon Perma-hand Intrecciata Retta

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) **22313**

EAN / GTIN **30705031088546**

Confezione **1**

PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili •
Codice Ethicon: 18507G • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: nero •
Forma: Retta

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010202020301

EAN / GTIN
30705031088546

CODICE GEF
22313



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697