



Sutura Seta Ethicon Perma-hand

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22317

EAN / GTIN 30705031100682

Confezione 1

PERMA-HAND - suture in seta, intrecciate, sterili, non assorbibili •
Codice Ethicon: K872 • Calibro: 3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: nero •
Forma: 1/2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010202020301EAN / GTIN
30705031100682CODICE GEF
22317

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697