



Sutura Monofilamento Ethicon Prolene Blue

Dispositivo medico

Classe III

10 varianti

Codice GEF (SKU) **22320**

EAN / GTIN **8023279223200**

Confezione **1**

PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili • Codice Ethicon: EH7150H • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: blu • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22320	4/0 ago 19 mm FS-2 75 cm	8023279223200	1
22321	4/0 ago 19 mm - 45 cm	8023279223217	1
22323	5/0 ago 19 mm FS-2	8023279223231	1
22324	3/0 ago 19 mm FS-3	8023279223248	1
22325	4/0 ago 19 mm PS-2	8023279223255	1
22326	4/0 ago 19 mm FS-2S	8023279223262	1
22327	3/0 ago 19 mm PS-2	8023279223279	1
22328	5/0 ago 13 mm P-3	8023279223286	1
22329	4/0 ago 13 mm P-3	8023279223293	1
22330	4/0 ago 13 mm P-3 Prime MP	10705031091443	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
III

CND
H010201010401

EAN / GTIN
8023279223200

CODICE GEF
22320



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697