



Sutura Monofilamento Ethicon Prolene Blue - 6/0 Ago 16 Mm

Codice GEF (SKU) 22322

PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili • Codice Ethicon: W8873T • Calibro: 6/0 • Metrico: 0.7 • Colore: blu • Forma: 3/8 • Lunghezza ago: 16 mm • Ago: PC-3 Prime • Lunghezza sutura: 45 cm • Minimo di vendita: confezione da 24 pezzi
Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu, sterili, non assorbibili
- Codice Ethicon: W8873T
- Calibro: 6/0
- Metrico: 0.7
- Colore: blu
- Forma: 3/8
- Lunghezza ago: 16 mm
- Ago: PC-3 Prime
- Lunghezza sutura: 45 cm
- Minimo di vendita: confezione da 24 pezzi Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nel trattamento dell'avvicinamento e/o legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e nelle procedure neurochirurgiche.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
22322



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697