



Sutura Assorbibile Ethicon Monocryl

Dispositivo medico

Classe III

Codice GEF (SKU) 22351

EAN / GTIN 8023279223514

Confezione 1

MONOCRYL - Sutura chirurgica sterile assorbibile Assorbimento completo in 91-119 giorni • Codice Ethicon: MCP3205G • Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: incolore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H010101010301EAN / GTIN
8023279223514CODICE GEF
22351

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697