



# Sutura Assorbibile Ethicon Vicryl Plus Intrecciata

Dispositivo medico

Classe III

7 varianti

Codice GEF (SKU) **22360**EAN / GTIN **8023279223606**Confezione **1**

VICRYL PLUS INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile  
Assorbimento completo in 56-70 giorni • Codice Ethicon: VCP392ZH •  
Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: viola

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22360	4/0 ago 19 mm - intrecciata	8023279223606	1
22361	3/0 ago 17 mm - intrecciata	30705031077441	1
22362	3/0 ago 24 mm - intrecciata	30705031149971	1
22363	2/0 ago 24 mm - intrecciata	8023279223637	1
22364	3/0 ago 22 mm - intrecciata	8023279223644	1
22365	2/0 ago 26 mm - intrecciata	8023279223651	1
22366	4/0 ago 13 mm - intrecciata	30705031078462	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101040201**

EAN / GTIN

**8023279223606**

CODICE GEF

**22360**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697