



Sutura Assorbibile Ethicon Vicryl Rapid Intrecciata

Dispositivo medico

Classe III

7 varianti

Codice GEF (SKU) 22370

EAN / GTIN 8023279223705

Confezione 1

VICRYL RAPID INTRECCIATO - Sutura chirurgica sterile assorbibile
Assorbimento completo in 42 giorni • Codice Ethicon: V76H • Calibro:
3/0 • Metrico: 2.0 • Colore: incolore

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22370	3/0 ago 17 mm - intrecciata	8023279223705	1
22371	4/0 ago 19 mm - intrecciata	8023279223712	1
22372	3/0 ago 19 mm - intrecciata	8023279223729	1
22373	3/0 ago 17 mm - intrecciata (22373)	30705031106073	1
22374	3/0 ago 22 mm - intrecciata	30705031106134	1
22375	3/0 ago 19 mm - intrecciata (22375)	30705031150687	1
22376	5/0 ago 19 mm - intrecciata	30705031106523	1

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
IIICND
H0101010299EAN / GTIN
8023279223705CODICE GEF
22370

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697