



Sutura Assorbibile Ethicon Vicryl

Dispositivo medico

Classe III

8 varianti

Codice GEF (SKU) **22380**EAN / GTIN **30705031107964**Confezione **1**VICRYL - Sutura chirurgica sterile assorbibile • Codice Ethicon: V453H •
Calibro: 2/0 • Metrico: 3.0 • Colore: viola • Forma: 3/8

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22380	2/0 ago 24 mm	30705031107964	1
22381	3/0 ago 24 mm	8023279223811	1
22382	4/0 ago 17 mm	30705031106677	1
22383	3/0 ago 17 mm	8023279223835	1
22384	3/0 ago 22 mm	8023279223842	1
22385	4/0 ago 25 mm	8023279223859	1
22386	4/0 ago 17 mm (22386)	30705031110834	1
22387	3/0 ago 24 mm (22387)	30705031107865	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

III

CND

H010101020201

EAN / GTIN

30705031107964

CODICE GEF

22380

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697