



# Sutura Assorbibile Ethicon Pds II

Dispositivo medico

Classe III

2 varianti

Codice GEF (SKU) **22393**EAN / GTIN **8023279223934**Confezione **1**PDS II - Sutura chirurgica sterile assorbibile • Codice Ethicon: Z494E •  
Calibro: 4/0 • Metrico: 1.5 • Colore: Incolore • Forma: 3/8

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22393	13 mm P-3	8023279223934	1
22394	19 mm PS-2	8023279223941	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**III**

CND

**H010101010101**

EAN / GTIN

**8023279223934**

CODICE GEF

**22393**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697