



Lame Bisturi Swann-Morton C/S Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

9 varianti

Codice GEF (SKU) 22400

EAN / GTIN 5033955002015

Confezione 1

LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO SWANN-MORTON - STERILI - conf. da 100 pz • Lama 10 Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE. Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo. Made in the UK.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO	EAN	CONFEZIONE
22400	N. 10	5033955002015	1
22401	N. 11	8023279224016	1
22402	N. 12	8023279224023	1
22403	N. 15	5033955002053	1
22405	N. 20	8023279224054	1
22406	N. 21	5033955002077	1
22407	N. 22	8023279224078	1
22408	N. 23	5033955002107	1
22409	N. 24	8023279224092	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V010302EAN / GTIN
5033955002015CODICE GEF
22400

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697