



# Manico Portalame Swann-morton Acciaio Inox

2 varianti

Codice GEF (SKU) **22423**

EAN / GTIN **5033955010331**

Confezione **1**

MANICO SWANN-MORTON IN ACCIAIO INOX • Manico graduato inox n. 3 • Compatibilità con lama: 10, 11, 12, 15 • SENZA CE • Conf. da 10  
Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
22423	3 senza CE	5033955010331	1
22424	4 senza CE	5033955010348	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**5033955010331**

CODICE GEF

**22423**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697