



# Manico Portalame Swann-morton Acciaio Inox

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **22425**EAN / GTIN **8023279224252**Confezione **1**

MANICO SWANN-MORTON IN ACCIAIO INOX • Manico graduato inox n. 3 • Compatibilità con lama: 10, 11, 12, 15 • Con CE Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE. Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
22425	3 con CE e UKCA	8023279224252	1
22426	4 con CE e UKCA	8023279224269	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**L010103**

EAN / GTIN

**8023279224252**

CODICE GEF

**22425**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697