



## Bisturi Swann-Morton Lama Inox Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

9 varianti

Codice GEF (SKU) **22430**

EAN / GTIN **5033955005016**

Confezione **1**

### BISTURI SWANN-MORTON CON LAMA IN ACCIAIO INOX STERILE

Bisturi con manico in plastica e lama in acciaio inox, confezionati singolarmente in una busta sterilizzata in scatola da 10 pezzi. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE. Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel Regno Unito: l'utilizzo di acciaio di alta qualità rende i prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi controlli di qualità che assicurano una tenuta e un'affidabilità impareggiabili. Per questo Swann-Morton è la scelta preferita di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO LAMA	EAN	CONFEZIONE
22430	N. 10	5033955005016	1
22431	N. 11	8023279224313	1
22432	N. 12	8023279224320	1
22433	N. 15	5033955005054	1
22435	N. 20	5033955005061	1
22436	N. 21	8023279224368	1
22437	N. 22	8023279224375	1
22438	N. 23	5033955005108	1
22439	N. 24	8023279224399	1

CLASSE DM

**II A**

CND

**V010102**

EAN / GTIN

**5033955005016**

CODICE GEF

**22430**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)