



# Bisturi di Sicurezza Swann-Morton Lama Inox Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 22440

EAN / GTIN 8023279224405

Confezione 1

BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE INOX • Bisturi monouso - lama 10 - sterile Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE. Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo. Made in the UK.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	LAMA	EAN	CONFEZIONE
22440	N. 10	8023279224405	1
22443	N. 15	8023279224436	1
22448	N. 23	8023279224481	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V010101

EAN / GTIN

8023279224405

CODICE GEF

22440



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697