



Bisturi di Sicurezza Swann-morton Lama Inox N.11p Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **22441**EAN / GTIN **8023279224412**Confezione **1**

BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE INOX • Bisturi monouso - lama 11P - sterile Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE. Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo. Made in the UK.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V010101

EAN / GTIN

8023279224412

CODICE GEF

22441

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697