



# Bisturi Diamantine Lama Inox Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

8 varianti

Codice GEF (SKU) **22460**EAN / GTIN **8023279224603**Confezione **1**

BISTURI DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI - sterili • Bisturi - lama 10 • Sterili Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole. - l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione - ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO LAMA	EAN	CONFEZIONE
22460	N. 10	8023279224603	1
22461	N. 11	8023279224610	1
22463	N. 15	8023279224634	1
22464	N. 20	8023279224641	1
22465	N. 21	8023279224658	1
22466	N. 22	8023279224665	1
22467	N. 23	8023279224672	1
22468	N. 24	8023279224689	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V010301**

EAN / GTIN

**8023279224603**

CODICE GEF

**22460**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697