



# Bisturi Diamantine Lama Inox N.23 Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 22467

EAN / GTIN 8023279224672

Confezione 1

BISTURI DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI - sterili • Bisturi - lama 23 • Sterili Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole. - l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione - ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**V010301**EAN / GTIN  
**8023279224672**CODICE GEF  
**22467**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697