



Bisturi Diamantine Lama Inox N.24 Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **22468**EAN / GTIN **8023279224689**Confezione **1**

BISTURI DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI - sterili • Bisturi - lama 24 • Sterili Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole. - l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione - ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V010301EAN / GTIN
8023279224689CODICE GEF
22468

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697