



# Lama Gouge Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

7 varianti

Codice GEF (SKU) 22501

EAN / GTIN 8023279225013

Confezione 1

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale. Ampia gamma di misure.

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	NUMERO	EAN	CONFEZIONE
22501	N. 1	8023279225013	1
22502	N. 2	8023279225020	1
22503	N. 3	8023279225037	1
22504	N. 4	8023279225044	1
22505	N. 5	8023279225051	1
22506	N. 6	8023279225068	1
22508	N. 8	8023279225082	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V0103**

EAN / GTIN

**8023279225013**

CODICE GEF

**22501**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697