



Lama Gouge N. 5 Sterile

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **22505**EAN / GTIN **8023279225051**Confezione **1**

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale. Ampia gamma di misure.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
V0103EAN / GTIN
8023279225051CODICE GEF
22505

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697