



Lama Gouge Sterile

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 22510

EAN / GTIN 8023279225105

Confezione 1

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale. Ampia gamma di misure.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
22510	10 - sterile	8023279225105	1
22512	12 - sterile	8023279225129	1
22515	15 - sterile	8023279225150	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

V0103

EAN / GTIN

8023279225105

CODICE GEF

22510



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697