



Curette Dermatologiche

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 22572

EAN / GTIN 8023279225723

Confezione 1

Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

• Curette dermatologiche: Ø 2 mm Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione. Ampia gamma di misure disponibili.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIAMETRO	EAN	CONFEZIONE
22572	2 mm	8023279225723	1
22573	3 mm	8023279225730	1
22574	4 mm	8023279225747	1
22575	5 mm	8023279225754	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A010299EAN / GTIN
8023279225723CODICE GEF
22572

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697