



Curette Dermatologiche Gimadiametro 7 Mm

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **22577**EAN / GTIN **8023279225778**Confezione **1**

Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

- Curette dermatologiche: Ø 7 mm Lama in acciaio inossidabile. Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione. Ampia gamma di misure disponibili.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A010299

EAN / GTIN

8023279225778

CODICE GEF

22577

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697